



Το καρεκλάκι JUMBO χρησιμοποιείται για την σωστή στάση των παιδιών όταν κάθονται.

Απόλυτα φιλικό προς το χρήστη, λειτουργικό, κατασκευασμένο από οικολογικό ξύλο και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι ρυθμιζόμενες πλευρές υποστηρίζουν τη διόρθωση των ορθοστατικών προβλημάτων, κάνοντάς το ευεργετικό για όλες τις σχετικές ορθοπεδικές διαταραχές. Το ρυθμιζόμενο και πτυσσόμενο υποπόδιο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Ο σχεδιασμός της πλάκας του υποποδίου επιτρέπει την ρύθμιση του σε 2 διαστάσεις γεγονός που αυξάνει το εύρος των ρυθμίσεων.

Πλεονεκτήματα

1. Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
2. Ταπετσαρία MEDICUS.
3. Ζώνη της εταιρίας Nexus με στρατιωτική πιστοποίηση.
4. Δυνατότητα αφαίρεσης μαξιλαριού από το κάθισμα.
5. Σταθερός σκελετός με 4 περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα.
6. Ρυθμιζόμενη πλάκα υποποδίου με ιμάντες στήριξης.



Νέα ταπετσαρία MEDICUS

Η νέα ιατροτεχνολογική ταπετσαρία είναι ασφαλής για το παιδί καθώς απολυμαίνεται εύκολα, είναι αδιάβροχη και δεν κρατάει οσμές!



Ενδεικτικό ύψος παιδιού	100 – 150 cm	Πλάτος	54 cm
Πλάτος καθίσματος	44 (41) cm	Μήκος	100 cm
Πλάτος καθίσματος με στηρίγματα	20 - 29 cm	Υψος	95 cm
Βάθος καθίσματος	19 – 38 cm	Βάρος	20 Kg
Υψος πλάτης	45 cm		
Πλάτος πλάτης	44 cm		
Μήκος υποποδίου	12-50 cm		
Κλίση καθίσματος	10°		
Κλίση πλάτης	90° - 110°		
Μέγιστο βάρος παιδιού	45 Kg		