

MITICO EXPERT



Το MITICO EXPERT είναι ένα σύστημα καθίσματος που ρυθμίζεται εύκολα, χωρίς εργαλεία, στον σωματότυπο του παιδιού ώστε να του παρέχει τις κατάλληλες στηρίξεις.

Διατίθεται σε 2 μεγέθη, για παιδιά από 3 έως 12 ετών.

Αποτελείται από το κάθισμα και διαφορετικές εναλλάξιμες βάσεις που επιλέγετε ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Η βάση «Dentro» και «High-Low» ρυθμίζονται ως προς το ύψος και την κλίση. Η βάση εξωτερικού χώρου «Fuori» είναι συμπαγής, μικρή σε διαστάσεις, και κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Το κάθισμα επιτρέπει ρύθμιση του ύψους της πλάτης, του βάθους και του πλάτους του καθίσματος, το ύψος και την γωνία των υποβραχιόνων ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο σώμα του παιδιού.

Τα πολυάριθμα αξεσουάρ και η δυνατότητα επιλογής βάσης κάνουν το MITICO EXPERT το κατάλληλο βοήθημα που φιλοξενεί το παιδί με ασφάλεια και άνεση όλη την μέρα.



dentro

fuori

High-low

Ταπετσαρία υφάσματος



A=Blue H=Orange V=Green B=Ivory

Ταπετσαρία microfibre



A=Blue W=Lilac V=Green H=Orange

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		Μέγεθος 1	Μέγεθος 2
	Ηλικία Παιδιού	4 έως 10	9 έως 13
LSp	Πλάτος εμπρός	20-26 cm	25-31 cm
Lsa	Πλάτος πίσω	9-10,5 cm	10-12 cm
PS	Βάθος καθίσματος	22,5-32 cm	28-38 cm
AS	Υψος πλάτης	37-43 cm	45-53 cm
AB	Υψος υποβραχιόνων	14-19 cm	17-23 cm
IS	Κλίση πλάτης	-40° / +6°	-45° / +10°
	Βάρος	6,2 Kg	8 Kg

