

# BREEZY Style X




Το BREEZY Style X διαθέτει ένα στιβαρό και άκαμπτο σκελετό από αλουμίνιο που το διατηρεί ελαφρύ, ώστε να μπορείτε να μετακινήσετε άνετα για τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Η μεταφορά του αμαξιδίου είναι εύκολη χάρη στα εργονομικά μάνδρα απελευθέρωσης που επιτρέπουν το εύκολο κλείδωμα και ξεκλείδωμα των υποποδίων. Τα επενδυμένα καθίσματα με ιμάντες velcro και τα αποτελεσματικά φρένα εξασφαλίζουν καθημερινά μεγαλύτερη άνεση.

Το BREEZY STYLE X έχει πληθώρα ρυθμίσεων ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες και μετρήσεις του χρήστη.

Είναι επίσης πλήρως παραμετροποιήσιμο με μεγάλη γκάμα επιλογών και αξεσουάρ.

Χρώματα σκελετού:



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πλάτος (24" τροχός)	525 - 700 mm
Πλάτος (12" τροχός)	525 mm
Μήκος	805 - 990 mm
Πλάτος καθίσματος	380/405/430/455/480/520 mm
Βάθος καθίσματος	410/435/460 mm
Υψος καθίσματος εμπρός	410/435/460/485/510 mm
Κλίση καθίσματος	0° - 6°
Υψος πλάτης	400 - 450 mm
Υψος πλάτης αναδιπλούμενης	480 mm
Κλίση πλάτης	10° (option 0-30°)
Μέγιστο Βάρος χρήστη	125 Kg
Συνολικό Βάρος	από 14,7 Kg

