

QUICKIE KRYPTON R



Το ελαφρύτερο αναπηρικό αμαξίδιο σταθερού σκελετού από carbon (ανθρακονήματα).

Με την πιο προηγμένη μηχανική, τον πιο όμορφο σχεδιασμό και τα καλύτερα υλικά, δημιουργήσαμε για εσάς το απόλυτο QUICKIE. Δημιουργήσαμε το Krypton R (διατίθεται και έκδοση με πτυσσόμενο σκελετό - [Krypton F](#)).

Το QUICKIE Krypton R είναι το ελαφρύτερο αναπηρικό αμαξίδιο όλων των εποχών. Δεν κάναμε συμβιβασμούς! Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο απόδοσης χρησιμοποιήσαμε ανθρακονήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Ελαφρύ - άκαμπτο - ανθεκτικό - ευκίνητο και ρυθμιζόμενο στις διαστάσεις σας για μια εκπληκτική εμπειρία οδήγησης...Ζήστε τη διαφορά!



Ευελιξία & Στυλ με επιλογές φινιρίσματος



Εκπληκτική ακαμψία και ευελιξία σαν ξυράφι

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πλάτος Καθίσματος	320-460 mm
Βάθος καθίσματος	340-480 mm
Εμπρός ύψος Καθίσματος	430-550 mm
Πίσω ύψος καθίσματος	380-500 mm
Υψος πλάτης	250-450mm
Κλίση πλάτης	59° - 105°
Κάμπερ	0° / 3°
Χρώματα	4
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 Kg
Βάρος αμαξιδίου	από 6,2 Kg
Πλάτος αμαξιδίου	760 mm
Μήκος αμαξιδίου	930 mm
Υψος αμαξιδίου	950 mm



Πρωτοποριακό πλαίσιο carbon