

QUICKIE NEON 2

Αρμονικός συνδυασμός Lifestyle & Απόδοσης

Γεμάτο προσωπικότητα και στυλ, το ελαφρύ και προσιτό αναπηρικό αμαξίδιο Neon 2 σας προσφέρει μια κορυφαία ενεργειακά αποδοτική οδήγηση.

Το κομψό, αναδιπλούμενο ανοιχτό πλαίσιο χωράει εύκολα σε μικρά αυτοκίνητα ώστε να μεταφέρετε εύκολα και να σας συντροφεύει όπου και εάν βρεθείτε.



- ⇒ Μοναδικό όπως εσύ με μεγάλη επιλογή αξεσουάρ και χρωμάτων.
- ⇒ Ρυθμιζόμενο για τέλεια εφαρμογή
- ⇒ Αναδιπλούμενο και συμπαγές
- ⇒ Πλαϊνά από CARBON και στεφάνες SURGE



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πλάτος Καθίσματος	320-500 mm
Βάθος καθίσματος	340-500 mm
Εμπρός ύψος Καθίσματος	430-570 mm
Πίσω ύψος καθίσματος	330-530 mm
Υψος πλάτης	250-475mm
Κλίση πλάτης	75° - 103°
Κάμπερ	0° / 2° / 4°
Χρώματα	32
Μέγιστο βάρος χρήστη	140 Kg
Βάρος αμαξιδίου	από 11 Kg