

AVANTI

1.736

HMV-Nr. 18.50.03.0160
HMV-Nr. 18.50.03.1067
(Rahmen kurz CODE 351)




Belastbar bis 75 / 135 / 160 kg



Für Personentransport geeignet. Geprüft nach
ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)
(gilt nur i.V.m. mit Rahmen lang CODE 353)
(nicht i.V.m Hemi-Lenkabel CODE 173/4906)






Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder

Vielseitig und aktiv

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten erlaubt schlanke Lagerwirtschaft
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch
- Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 3 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltags Einsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassungsbedarf
- Klinikversorgung
- Neurologische Krankheitsbilder
- Geriatrische Krankheitsbilder
- Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr.
18.50.03.0160

HMV-Nr.
18.50.03.1067
(Rahmen kurz CODE 351)



Zugelassenes Benutzergewicht
75 / 135 / 160 kg

Für Personentransport geeignet. Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)
(gilt nur i.V.m. mit Rahmen lang CODE 353)
(nicht i.V.m Hemi-Lenkabel CODE 173/4906)

Bestellmenge:

AVANTI 1.736

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

1.728,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Technische Daten

| | 351 RAHMEN KURZ | 352 RAHMEN MITTEL | 353 RAHMEN LANG |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Sitzbreite | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 |
| Breite fahrbereit | Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB +180) | | |
| Breite gefaltet | 280 | | |
| Sitztiefe | 330 - 380 | 350 - 460 | 480 - 530 |
| Sitzhöhe vorne / hinten | 370 - 500 / 370 - 470 | 440 - 560 / 390 - 520 | 440 - 560 / 390 - 520 |
| Gesamthöhe | 830 | 920 | 920 |
| Rückenhöhe | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 |
| Armlehnenhöhe (CODE 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 |
| Länge mit Fußstütze | 880 | 1040 | 1120 |
| Länge ohne Fußstütze | 660 | 770 | 850 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Personengewicht | 75 / 135 / 160 |
| Min. Leergewicht | 12 / 13 / 14 |
| Zul. Gesamtgewicht | 87 / 148 / 174 |
| Transportgewicht | 8 / 8,5 / 9 |
| Antriebsrad | 610 (24") |
| Antriebsrad | 560 (22") |

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld. Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge RL) in Kombination mit Sitztiefe (ST)

Der AVANTI ist in 3 Rahmenlängen erhältlich. Die Rahmenlänge ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe und wird automatisch konfiguriert. Die Rahmenform garantiert bei allen Rahmenlängen maximale Beinfreiheit und optimalen Transfer über den Stand.

| | CODE | BEZEICHNUNG | ST | NUTZERGEWICHT MAX. | EURO € |
|--------------------------|------|--|--------------|----------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 351 | Rahmen kurz, nur in Verbindung mit 22 x 1" Rad | 330 - 380 mm | 75 kg | 412,00 |
| <input type="checkbox"/> | 352 | Rahmen mittel | 350 - 460 mm | 135 kg | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 353 | Rahmen lang | 480 - 530 mm | 135 kg, ab SB 480 max. 160 kg | 192,00 |
| <input type="checkbox"/> | 903 | Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten | | | 39,00 |

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 Sitzbreite (SB)

| | CODE | BEZEICHNUNG | RAHMEN CODE | HMV-NR | EURO € | |
|--------------------------|------|-----------------|--|-------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 30 | SB 300 mm | 351 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 32 | SB 320 mm | 351 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 34 | SB 340 mm | 351 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 36 | SB 360 mm | 351, 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 38 | SB 380 mm | 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 40 | SB 400 mm | 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 342 | SB 420 mm | 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 344 | SB 440 mm | 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 46 | SB 460 mm | 352 und 353 | | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 48 | SB 480 mm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe | 352 und 353 | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 350 | SB 500 mm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe | 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 112,00 |
| <input type="checkbox"/> | 53 | SB 530 mm | Mit Alu-Doppelkreuzstrebe | 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 198,00 |
| <input type="checkbox"/> | 358 | SB 580 mm | Alu-Doppelkreuzstrebe, nur mit Schiebestange CODE 814 | 352 und 353 | 18.99.99.2002 | 244,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4541 | SB 360 - 460 mm | Alu-Doppelkreuzstrebe, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen | 352 und 353 | | 244,00 |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST)

| | CODE | BEZEICHNUNG | RAHMEN CODE | EURO € |
|-------------------------------------|------|-------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 393 | ST 330 mm | 351 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 610 | ST 350 mm | 351 und ST 350 mm bei Rahmen CODE 352 bis SB 460 mm möglich | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 368 | ST 380 mm | 351 und ST 380 mm bei Rahmen CODE 352 bis SB 460 mm möglich | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 615 | ST 400 mm | 352 | 0,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 788 | ST 430 mm | 352 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 619 | ST 460 mm | 352 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 787 | ST 480 mm | 353 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 792 | ST 500 mm | 353 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 793 | ST 530 mm | 353 | 0,00 |

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 80 mm! Die angegebenen Sitzhöhen sind abhängig von der Sitzneigung und können um +/- 5 mm abweichen. Empfehlung: Vollgummi Lenkräder bei höheren Nutzergewichten. Hinweis: Sitzhöhen 370mm und 390mm nur in Verbindung mit CODE 2199

bedeutet CODE 351 Rahmen kurz

bedeutet CODE 352 Rahmen mittel oder CODE 353 Rahmen lang

| Ø LENKRAD | Vordere Sitzhöhe VSH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 370 | 390 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| Ø 100 Vollgummi CODE 151 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 125 Vollgummi CODE 325 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ø 142 Soft-Vollgummi CODE 154 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ø 150 pannensicher (Flexel) CODE 143 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Ø 180 pannensicher CODE 161 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø 180 luftbereift CODE 645 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenkrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Sitzhöhenoption vorne (VSH) für Hemiplegiker

| | CODE | BEZEICHNUNG | EURO € |
|--------------------------|----------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 2199 | Niedrige Sitzhöhe 370 mm und 390 mm. Nur i.V.m. Lenkrad 100mm CODE 151, Antriebsrad 20x1" CODE 752, Steuerkopfverbreiterung CODE 4906 und Seitenteil CODE 100 oder Seitenteil CODE 748 | 349,00 |
| <input type="checkbox"/> | 173/4906 | HEMI -Lenkgabel kurz, inkl. Distanzblock, seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit, für VSH 370, 390 und 420 mm bei Rahmen kurz CODE 351, VSH 400 und 430 mm bei Rahmen mittel CODE 352 / Rahmen lang CODE 353 | 184,00 |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenklaufräder Xtrends

| | CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | FELGE | BEREIFUNG | Ø X B | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|------|---------|----------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 689 | 1072386 | Lenkrad (Paar) | Alu Silber | Vollgummi | 125 x 32 mm | 18.99.99.0401 | 176,00 |

04 Sitzgurt (Sitzgurt Standard serienmäßig) / Sitzkissen

| | CODE | BEZEICHNUNG | | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|------|----------------------------------|-------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 247 | Sitzgurtdurchhang nachspannbar | | | 78,00 |
| <input type="checkbox"/> | 560 | Sitzkissen , Trevira CS, schwarz | 30 mm | 18.99.99.0102 | 46,00 |
| <input type="checkbox"/> | 561 | Sitzkissen , Trevira CS, schwarz | 60 mm | 18.99.99.0102 | 46,00 |
| <input type="checkbox"/> | 960 | ERGOFORM-Sitzeinheit | | 18.99.99.0199 | 690,00 |

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 17 Sitz- und Rückgurtpfarben.

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 80 mm!

Die angegebenen Sitzhöhen sind abhängig von der Sitzneigung und können um +/- 5 mm abweichen

Hinweis: Das 20x1" Antriebsrad ist nur in Verbindung mit CODE 2199 erhältlich

bedeutet CODE 351 Rahmen kurz

bedeutet CODE 352 Rahmen mittel oder CODE 353 Rahmen lang

| | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| Ø 20 x 1" | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 22 x 1" | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ø 22 x 1 ^{3/8} " | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| Ø 24 x 1" | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| Ø 24 x 1 ^{3/8} " | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Durch Wahl der HSH wird automatisch die Größe des Antriebsrades konfiguriert.

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle (siehe beiliegende Informationen)

| POSITION | A | B | C | D |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Auswahl | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Antriebsrädern in Kombination mit Sitzhöhe

| CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | Ø | HMV-NR | EURO € |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 651 | Standard-Rad silber, inkl. Steckachse (Paar) | - | 22" | 24" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 2651 | Standard-Rad schwarz, inkl. Steckachse (Paar) nicht i.V.m. CODE 706 Trommelbremse | - | - | 24" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 848 | SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar) | - | - | 24" | 18.99.99.0404 | 106,00 |
| <input type="checkbox"/> 695 | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 und Trommelbremse CODE 706 | 20" | - | 24" | 18.99.99.0404 | 186,00 |
| <input type="checkbox"/> 752 | "Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz (24"), silber (22"), nicht i.V.m. 3°-Radsturz CODE 907. (Paar) Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht! | - | 22" | 24" | | 308,00 |

Wählen Sie Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 848 oder 695.

Antriebsräder Xtrends

| CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | Ø | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|--|---|---------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 688 | 1068705 | Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar) | 24 x 1" | 18.99.99.0499 | 566,00 |
| <input type="checkbox"/> 688 | <input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355 | Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig | 24 x 1" | | 566,00 |
| <input type="checkbox"/> 688 | 1068713 | Black Light inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar) | 24 x 1" | 18.99.99.0499 | 566,00 |

Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 880 | 60 mm Radstandverlängerung | 18.99.99.0409 | 118,00 |

Radsturz

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 907 | 3°-Radsturz, nicht in Verbindung mit Trommelbremse CODE 706 und/oder Radstandverlängerung CODE 880 und Seitenteil CODE 107. | 18.99.99.0999 | 30,00 |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen

| | CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | Ø | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|------|---|-----|-----|-----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 494 | Aluminium , nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 | 20" | 22" | 24" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 493 | Edelstahl glänzend poliert | | - | 24" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 871 | Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706 Nicht i.V.m. 3°-Radsturz CODE 907 | | - | 24" | | 824,00 |
| <input type="checkbox"/> | 168 | Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker Inklusive Greifreifenabstand weit CODE 693 | | - | 24" | 18.99.99.0904 | 352,00 |
| <input type="checkbox"/> | 166 | Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz, nicht i.V.m Aktiv-Rad CODE 695 | | 22" | 24" | 18.99.99.0901 | 188,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692 | Greifenreifenabstand eng | | 22" | 24" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 693 | Greifenreifenabstand weit | | 22" | 24" | | 48,50 |
| <input type="checkbox"/> | 849 | Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651 | | | | | 320,00 |
| <input type="checkbox"/> | 850 | Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651 | | | | | 404,00 |
| <input type="checkbox"/> | 853 | GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651 | | | | | 536,00 |

09 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

| | CODE | BEZEICHNUNG | Ø | Ø | Ø | Ø | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|------|--|---------|-------------|---------|-------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 486 | Luftbereifung mit Rillenprofil | 22 x 1" | 22 x 1 3/8" | 24 x 1" | 24 x 1 3/8" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 395 | Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar | | | 24 x 1" | | | 29,50 |
| <input type="checkbox"/> | 902 | PU-Bereifung , pannensicher, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 | 22 x 1" | 22 x 1 3/8" | 24 x 1" | 24 x 1 3/8" | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 897 | Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt, 10 bar | 22 x 1" | | 24 x 1" | | | 74,00 |
| <input type="checkbox"/> | 363 | Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt, 9 bar | | | 24 x 1" | | | 98,00 |

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Bremsen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|----------------------------------|--|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 651 | Druckbremse für Fahrer | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 650/60 | Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748 | 18.99.99.0099 | 236,00 |
| <input type="checkbox"/> 650/74 | Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748 | 18.99.99.0099 | 236,00 |
| <input type="checkbox"/> 681 | Bremshebelverlängerung, abklappbar | 18.99.99.0504 | 42,00 |
| <input type="checkbox"/> 680/706 | Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson, bei Kleiderschutz muss die CODE 98 verwendet werden. | 18.99.99.0502 | 312,00 |
| <input type="checkbox"/> 986 | Bremshebelverlängerung aufsteckbar | | 38,00 |
| <input type="checkbox"/> 73 | Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert. Nur i.V.m. CODE 100 | | 299,00 |

11 Rückengurthöhe (RH)

| CODE | BEZEICHNUNG | HÖHE | EURO € |
|-----------------------------------|--|--------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 434/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 340 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 436/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 360 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 438/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 380 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 635/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 400 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 442/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 420 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 444/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar | 440 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 2046/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 460 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 634/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 480 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 637/575 | Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 | 500 mm | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 983/575 | teleskopierbare Rückenhöhereinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbänder anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502, nicht i.V.m. Rücken mit Lumbalknick CODE 622 | 350 - 410 mm | 132,00 |
| <input type="checkbox"/> 984/575 | teleskopierbare Rückenhöhereinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbänder anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502, nicht i.V.m. Rücken mit Lumbalknick CODE 622 | 400 - 460 mm | 132,00 |

12 Rückenlehne

| CODE | BEZEICHNUNG | EURO € |
|-------------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 621 | Rücken ohne Lumbalknick | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 622 | Rücken mit Lumbalknick | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 29 | Rücken, winkleinstellbar ab Sitzfläche +- 10° in 5° Schritten, ab Rückenhöhe 380 mm Nicht i.V.m. Lumbalknick CODE 622. Nicht i.V.m. Seitenteil CODE 107 | 226,00 |
| <input type="checkbox"/> 2032 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm | 248,00 |
| <input type="checkbox"/> 2021 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 400 - 500 mm | 262,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

| CODE | KOMPATIBEL MIT CODE... | 621 | 622 | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|--|-----|-----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 238 | Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend. Nicht i.V.m Schiebegriff CODE 502. Ab SB 320 mm möglich | ● | ● | 18.99.99.0907 | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> 410 | Schiebegriffe lang | ● | ● | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 413 | Schiebegriffe kurz, nicht in Verbindung mit Schiebestange CODE 814 Nicht i.V.m. Trommelbremse Code 706 | ● | ● | 18.99.99.0999 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 502 | Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar | ● | ● | 18.99.99.0908 | 226,00 |
| <input type="checkbox"/> 814 | Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung. Nur i.V.m. Schiebegriff lang CODE 410 | ● | ● | 18.99.99.0907 | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> 913 | Kopfstütze, nur in Verbindung mit Schiebestange CODE 814 | ● | ● | 18.99.99.0999 | 322,00 |

Wir empfehlen bei einseitiger Beanspruchung des Rückens den Einsatz einer Stabilisierungsstange oder einer Verstärkung.

13

Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

| CODE | BEZEICHNUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 21 | Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich, nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351 | | ● | ● | ● | ● | | ● | 18.99.99.0201 | 452,00 |
| <input type="checkbox"/> 81 | Seitenteil inkl. Armlehnen höhenverstellbar, kurz, therapietischtauglich nur i.V.m Rahmen kurz CODE 351 höheneinstellbar | | ● | ● | ● | ● | | ● | 18.99.99.0201 | 238,00 |
| <input type="checkbox"/> 84 | Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, Standard, therapietischtauglich Nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351 | | ● | ● | ● | ● | | ● | 18.99.99.0201 | 238,00 |
| <input type="checkbox"/> 100 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage. Nicht i.V.m. Antriebsradposition A Passiv, nicht i.V.m. Einhanddruckbremse CODE 650 | ● | | | | | | ● | 18.99.99.0201 | 194,00 |
| <input type="checkbox"/> 107 | Seitenteil in schwarz, über Einhandbedienung höhenverstellbare Armlehne und tiefeinstellbar, therapietischtauglich, ab HSH 450 mm, nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351 | | ● | ● | ● | ● | | ● | | 254,00 |
| <input type="checkbox"/> 748 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt), inkl. 45 mm Radüberdeckung, therapietischtauglich nur i.V.m. Rahmen kurz CODE 351. Nicht i.V.m. Antriebsradposition A Passiv, nicht i.V.m. Einhanddruckbremse CODE 650 | ● | | | | | | ● | 18.99.99.0299 | 360,00 |
| <input type="checkbox"/> 98 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage und 50 mm Radüberdeckung, nicht i.V.m. Antriebsradgröße 22" | ● | | | | | | ● | | 312,00 |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|-------------------------------|--|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 52 | Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar | 18.99.99.0399 | 388,00 |
| <input type="checkbox"/> 4507 | Amputationsbeinstütze einzeln, nur rechts montiert | 18.99.99.0399 | 194,00 |
| <input type="checkbox"/> 4508 | Amputationsbeinstütze einzeln, nur links montiert | 18.99.99.0399 | 194,00 |
| <input type="checkbox"/> 93 | Beinstützenoberteil standard, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 70° | 18.99.99.0399 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 293 | Beinstützuberteil kompakt, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 78° | | 102,00 |
| <input type="checkbox"/> 759 | Beinstützenoberteil CODE 93, nur links montiert | 18.99.99.0399 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 760 | Beinstützenoberteil CODE 93, nur rechts montiert | 18.99.99.0399 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 92 | Beinstützenoberteile, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, inkl. Kniepolster. Nur in Verbindung mit Fußstützen CODE 798, nicht i.V.m. kurzer Rahmen CODE 351 | 18.99.99.0301 | 226,00 |
| <input type="checkbox"/> 2192 | Beinstützuberteile verkürzt, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, inkl. Kniepolster. Nur in Verbindung mit Fußstützen CODE 798, nur in Verbindung mit kurzer Rahmen CODE 351 | | 608,00 |
| <input type="checkbox"/> 757 | Beinstützenoberteil CODE 92 einzeln, links montiert | 18.99.99.0301 | 113,00 |
| <input type="checkbox"/> 758 | Beinstützenoberteil CODE 92 einzeln, rechts montiert | 18.99.99.0301 | 113,00 |
| <input type="checkbox"/> 94 | Ohne Bein- und Fußstützen | | 0,00 |

15 Fußstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | TIEFE | USL* | HMV-NR | EURO € |
|-------------------------------|--|--------|-----------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 54 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkerverstellbar | 150 mm | 380 - 520 | 18.99.99.0302 | 280,00 |
| <input type="checkbox"/> 87 | Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkerverstellbar, bis SB 480 mm | 100 mm | 380 - 520 | 18.99.99.0301 | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> 798 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkerverstellbar, nicht i.V.m. SB 300 / SB 320 / SB 340 / SB 360 mm | 160 mm | 380 - 520 | | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> 808 | Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkerverstellbar | 150 mm | 380 - 520 | | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> 2093 | Stufenlose Einstellung der Unterschenkellänge, nur i.V.m. Bein- stützuberteil CODE 93 | | 380 - 520 | | 41,50 |
| <input type="checkbox"/> 2092 | Stufenlose Einstellung der Unterschenkellänge, nur i.V.m. Bein- stützuberteil CODE 92 | | 380 - 520 | | 43,00 |
| <input type="checkbox"/> 3532 | Verkürzte Unterschenkellänge. Nur i.V.m. Beinstützuberteil CODE 93 | | 290 - 390 | | 49,50 |
| <input type="checkbox"/> 4312 | LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkerverstellbar inkl. Bluetooth Modul (Ab Sitzbreite 360 mm) | | | | 395,00 |
| <input type="checkbox"/> 4313 | LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkerverstellbar (Ab Sitzbreite 360 mm) | | | | 345,00 |

Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)

* Bitte beachten Sie: USL 380 - 520 mm bei Rahmen CODE 352/353 und USL 290 - 390 mm bei Rahmen CODE 351
USL 290 - 390 mm i.V.m. Rahmen CODE 352/353 nur i.V.m. verkürzte Unterschenkellänge CODE 3532

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützen Zubehör

| | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 18.99.99.0305 | 48,00 |
| <input type="checkbox"/> | 823 | Fersenhalter (Paar) | 18.99.99.0304 | 94,00 |
| <input type="checkbox"/> | 946 | Wadengurte für Einzelfußplatte | 18.99.99.0099 | 21,00 |

16 Rahmenfarben

| | CODE | BEZEICHNUNG | EURO € |
|--------------------------|------|-------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 130 | Titangrau | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 186 | Magicblau | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 206 | Mattschwarz | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 212 | Polarweiß | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 216 | Tiefschwarz | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 224 | Blaumetallic | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 227 | Redmetallic | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4919 | Silverline | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4922 | Greenmetallic | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4923 | Orangemetallic | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4040 | Downtown Grey | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4041 | Magicblue Matt | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4042 | Blaumetallic Matt | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4044 | Redmetallic Matt | 99,00 |

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

| | CODE | BEZEICHNUNG | GEWÜNSCHTE RAHMENFARBE | EURO € |
|--------------------------|------|---|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 2205 | Lenkgabel und Varioblock in Wahlfarbe Nicht i.V.m Hemi-Lenkgabel CODE 173/4906 | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | 202,00 |

17 Sitz- und Rückengurtfarben

| | CODE | BEZEICHNUNG | EURO € |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 287 | Tiefschwarz, Polyester | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 292 | Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (nur für Rücken möglich) | 128,00 |

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an **Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**18** **Zubehörartikel rund um den Rollstuhl**
Hand- und Speichenschutz

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|-------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 489 | Transparent | 18.99.99.0999 | 160,00 |

Stützrollen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|------------------------------|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 728 | Stützrollen, abschwenkbar (Paar) | 18.99.99.0408 | 274,00 |
| <input type="checkbox"/> 729 | 1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert | 18.99.99.0408 | 137,00 |
| <input type="checkbox"/> 730 | 1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert | 18.99.99.0408 | 137,00 |
| <input type="checkbox"/> 712 | 1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert, nur i.V.m. CODE 4930 Auftrittrohr | | 73,00 |
| <input type="checkbox"/> 713 | 1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert, nur i.V.m. CODE 4931 Auftrittrohr | | 73,00 |
| <input type="checkbox"/> 691 | Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar), nur i.V.m. CODE 309 Auftrittrohre | | 146,00 |

Auftrittrohre

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|-------------------------------|--|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 309 | Auftrittrohre (Paar) | 18.99.99.0999 | 104,00 |
| <input type="checkbox"/> 4930 | 1 Auftrittrohr, links montiert | 18.99.99.0999 | 52,00 |
| <input type="checkbox"/> 4931 | 1 Auftrittrohr, rechts montiert | 18.99.99.0999 | 52,00 |

Therapietische

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|-------------------------------|--|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 929 | Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 580 mm Sitzbreite . Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 / CODE 107 Bei Rahmen kurz CODE 351 , verstellbar von 300 - 360 mm Sitzbreite, nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 81. Eingeschränkte hintere Sitzhöhen und Armlehnenhöhen | 18.99.99.0801 | 214,00 |
| <input type="checkbox"/> 930 | Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn. AB SB 380 mm möglich. Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21/ CODE 84 / CODE 107 | 18.99.99.0801 | 268,00 |
| <input type="checkbox"/> 4662 | Therapietisch, halbseitig links , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt . Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 / CODE 107 | 18.99.99.0801 | 240,00 |
| <input type="checkbox"/> 4663 | Therapietisch, halbseitig rechts , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt. Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 / CODE 107 | 18.99.99.0801 | 240,00 |

Achtung: Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/CODE 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

HMV-Nr. 18.50.03.0160 | HMV-Nr. 18.50.03.1067 (Rahmen kurz CODE 351)

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sonstiges Zubehör

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|------|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 585 | Infusionsständer "UNIVERSAL" | 18.99.99.0999 | 562,00 |
| <input type="checkbox"/> | 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 63,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | Gehhilfenhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309, 4930 oder 4931 | 18.99.99.0999 | 34,00 |
| <input type="checkbox"/> | 819 | Passive Beleuchtung | 18.99.99.0999 | 15,00 |
| <input type="checkbox"/> | 912 | Luftpumpe mit Halterung | 18.99.99.0999 | 42,00 |
| <input type="checkbox"/> | 936 | Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen | 18.99.99.0999 | 76,00 |
| <input type="checkbox"/> | 951 | Zubehörsnetz (Einkaufsnetz) | 18.99.99.0999 | 12,00 |
| <input type="checkbox"/> | 679 | Faltfixierung | | 19,00 |

Informationen zu ErgoSeat Pro Pelotten siehe separates Bestellblatt

Xtrends Zubehör

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-NR | EURO € |
|--------------------------|-----------|---|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | X-TREME Rucksack | | 53,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519600 | Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad | 18.99.99.0999 | 114,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1074231 | Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder | | 162,00 |
| <input type="checkbox"/> | 206964600 | 3M Speichenreflektoren | 18.99.99.0999 | 31,50 |

Datum:

Unterschrift:

Stand: 03.02.2020

BENUTZERDATEN


| | |
|------------------|----------------------|
| Vorname*: | <input type="text"/> |
| Name*: | <input type="text"/> |
| Straße: | <input type="text"/> |
| PLZ: | <input type="text"/> |
| Ort*: | <input type="text"/> |
| Land: | <input type="text"/> |
| Geburtsdag*: | <input type="text"/> |
| Diagnose -1-: | <input type="text"/> |
| Diagnose -2-: | <input type="text"/> |
| Telefon : | <input type="text"/> |
| Handy : | <input type="text"/> |
| E-Mail: | <input type="text"/> |
| Auftragsnummer : | <input type="text"/> |

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

| | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Sitztiefe* : | <input type="text"/> |
| 2) Sitzbreite* : | <input type="text"/> |
| 3) Brustbreite : | <input type="text"/> |
| 4) Brusttiefe : | <input type="text"/> |
| 5) Ellenbogenhöhe : | <input type="text"/> |
| 6) Achselhöhe : | <input type="text"/> |
| 7) Rückenhöhe : | <input type="text"/> |
| 8) Kopfhöhe : | <input type="text"/> |
| 9) Unterarmlänge : | <input type="text"/> |
| 10) USL*: | <input type="text"/> |
| Körpergröße*: | <input type="text"/> |
| Gewicht (kg)*: | <input type="text"/> |



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.


.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.


.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers




CODE 325



CODE 154



CODE 143




CODE 161




CODE 645




Artikel 1072386




CODE 651




CODE 848




CODE 695




Artikel 1068705



Artikel 1068965



Artikel 1068713



CODE 849




CODE 850



CODE 853



CODE 238



CODE 814



CODE 21



CODE 81



CODE 84



CODE 100



CODE 107




CODE 748



CODE 52/4507/4508




CODE 93/759/760



14


78°

CODE 293




14

CODE 92/757/758



15

CODE 54




15

CODE 87



15

CODE 798



15

CODE 808

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

| FAHRERTYP | PASSIV | MITTEL | | AKTIV |
|-----------------|--------|--------|----|-------|
| Position | A | B | C | D |
| Distanz * in mm | 25 | 40 | 55 | 70 |

* Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.