



Ανεβάστε την Κινητικότητα σας!

Με το C-MAX ανεβοκατεβαίνετε σκάλες όχι μόνο στο σπίτι αλλά οπουδήποτε, εύκολα και άνετα.

Το C-MAX σας επιτρέπει να ξεπεράσετε άνετα ακόμα και στενές σκάλες ή άλλα εμπόδια. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αναρρίχησης αναλαμβάνει πρακτικά τη διαδικασία ανάβασης ή κατάβασης. Ο χειριστής απλώς κατευθύνει το C-MAX με ελάχιστη σωματική προσπάθεια.

Το μικρό βάρος του C-MAX, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί εύκολα και γρήγορα να αποσυναρμολογηθεί, σας δίνει την δυνατότητα να το μεταφέρετε παντού μαζί σας.

Τα δυνατά σημεία του C-MAX

Το C-MAX είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Για άτομα μέχρι 140Kg ή για άτομα μέχρι 160Kg. Τα φρένα ασφαλείας του C-MAX το ακινητοποιούν στην άκρη κάθε σκαλοπατιού. Ο μηχανισμός με τους «αναρριχητές» αναλαμβάνει την ανάβαση ή την κατάβαση. Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα ανάβασης ή κατάβασης όπως επίσης να ενεργοποιήσετε την λειτουργία για ένα μόνο σκαλοπάτι.

Ο μηχανισμός «αναρρίχησης» έχει το πλεονέκτημα ότι βολεύει για όλους τους τύπους των σκαλοπατιών χωρίς να δημιουργεί φθορές σε αυτά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	C-MAX 140	C-MAX 160
Μέγιστο βάρος χρήστη	140 kg	160 kg
Ταχύτητα ανάβασης	Ρυθμιζόμενη	
Σκαλιά ανά λεπτό	8 έως 23	
Αυτονομία	15-30 ορόφους	
Μέγιστο ύψος σκαλοπατιού	210 mm	
Πλάτος με υποβραχιόνια	485 mm	
Πλάτος χωρίς υποβραχιόνια	440 mm	
Βάθος	915 mm	
Βάθος με μαζεμένα υποπόδια	730 mm	
Ύψος (ελάχιστο)	1090 mm	
Ύψος (μέγιστο)	1440 mm	
Μπαταρίες	2 x 12 V / 5 Ah	
Κινητήρας	24 V / 275 W	
Συνολικό βάρος	33,4 kg	

