



Ασφαλή και άνετη διασκέδαση στο μπάνιο.


Το AKVOSEGO είναι η τέλεια επιλογή καθίσματος για το μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επομένως δεν κινδυνεύει από τις δυσμενείς επιπτώσεις του νερού.

Ρυθμίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας αλλά και στον τρόπο που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε (π.χ. πλύσιμο μαλλιών)

Η ταπετσαρία είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό και αδιάβροχο δίχτυ. Τα μαξιλάρια αλλά και η ταπετσαρία είναι όλα απολύτως αδιάβροχα!

Διατίθεται σε τρία μεγέθη.

Διαθέσιμα χρώματα ανά μέγεθος



Green
(σάνταρ στο μέγεθος 1)



Orange
(σάνταρ στο μέγεθος 2)



Blue
(σάνταρ στο μέγεθος 3)



PU foam

DRY FLOOR TECH™. Το πλαίσιο είναι γεμάτο με αφρό πολυουρεθάνης που εμποδίζει το νερό να εισέλθει.

Ένα καινοτόμο αρθρωτό σύστημα με ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.



Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος που βοηθά στην πλήρη προσαρμογή στο ύψος του χρήστη και παρέχει μια άνετη και σταθερή θέση καθίσματος.




Το προσκέφαλο με ρυθμιζόμενο πλάτος, διατηρεί την κεφαλή του χρήστη στην κατάλληλη θέση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | | SIZE 1 | SIZE 2 | SIZE 3 |
|----|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| A | Πλάτος | [cm] | 42 | 45 | 50 |
| | Πλάτος (διπλωμένο) | [cm] | 42 | 45 | 50 |
| | Μήκος | [cm] | 75 | 91 | 97 |
| | Μήκος (διπλωμένο) | [cm] | 67 | 76 | 88 |
| | Ύψος | [cm] | 85 | 96 | 113 |
| | Ύψος (διπλωμένο) | [cm] | 28 | 32 | 40 |
| B | Βάθος καθίσματος | [cm] | 28 – 33 | 32 – 40 | 37 – 50 |
| C | Ύψος προσκέφαλου | [cm] | 16 | 19 | 23 |
| C1 | Ύψος πλάτης | [cm] | 40 | 44 | 50 |
| C2 | Μήκος κνήμης | [cm] | 31 | 36 | 41 |
| C3 | Ύψος καθίσματος από το πάτωμα | [cm] | 11 – 44 | 13 – 49 | 15 – 54 |
| | Μέγιστο βάρος χρήστη | [kg] | 30 | 50 | 75 |
| | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | [cm] | 100 – 120 | 120 – 140 | 130 – 170 |



Αξεσουάρ



ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ