



Το καρεκλάκι JUMBO χρησιμοποιείται για την σωστή στάση των παιδιών όταν κάθονται. Απόλυτα φιλικό προς το χρήστη, λειτουργικό, με έντονα χρώματα, είναι κατασκευασμένο από οικολογικό ξύλο και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι ρυθμιζόμενες

πλευρές υποστηρίζουν τη διόρθωση των ορθοστατικών προβλημάτων, κάνοντάς το ευεργετικό για όλες τις σχετικές ορθοπεδικές διαταραχές.

Είναι εξοπλισμένο με γιλέκο ασφαλείας το οποίο είναι ενισχυμένο με το καινοτόμο σύστημα «λαβής & τραβήγματος» που επιτρέπει την γρήγορη και ακριβή σταθεροποίηση του παιδιού στο JUMBO.

Διατίθεται σε τρία μεγέθη: small, medium και large.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός με τροχούς και φρένα.
- Υποπόδιο με μάντες σταθεροποίησης.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Μαξιλάρι πλάτης.
- Στηρίγματα θώρακος.
- Γιλέκο.
- Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.

Χρώματα και τύπος ύφασματος


Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ATMO™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !




Grass (στάνταρ στο μέγεθος 1)



Sea (στάνταρ στο μέγεθος 2)



Latte (στάνταρ στο μέγεθος 3)



Red *προαιρετικά


Από αδιάβροχο ύφασμα **HYDRO™** (επιπλέον χρέωση)



Green Grass





Blue Sea



Brown Sugar



Hot Red



Διαθέσιμα Μεγέθη

	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	70 – 130	100 – 150	110 – 180
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	35	39	46
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	13 – 31	19 – 38	29 – 54
C	Ύψος προσκέφαλου (προεραϊτικό)	[cm]	54	58	75
C1	Ύψος πλάτης	[cm]	34	38	55
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	17 – 27	22 – 32	22 – 35
F	Μήκος υποποδίου	[cm]	18 – 35	24 – 45	28 – 45
L1	Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών	[cm]	0 – 24	3 – 29	8 – 45
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	19	25	26
X	Κλίση καθίσματος	[°]	10	10	10
Z	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 110	90 – 110	90 – 110
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	30	45	75

Διαστάσεις και βάρος

ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
Πλάτος	[cm]	50	54	60
Μήκος	[cm]	82	100	120
Ύψος	[cm]	76	95	105
Βάρος	[kg]	14	20	24.5



Αξεσουάρ



ΤΡΑΠΕΖΙ (SLK_403)



ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (SLK_401)



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ (SLK_104)



ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΧ. ΣΚΕΛΩΝ (SLK_101)