



Άνετο και σταθερό με εξαιρετική ευελιξία!

Το OMBRELO είναι ένα ελαφρύ και εύκολα πτυσσόμενο καροτσάκι βόλτας για παιδιά και ενήλικες.

Διαθέτει καινοτόμο κάθισμα BodyPrint© που είναι εξοπλισμένο με ένα μοναδικό σύστημα ζωνών το οποίο όταν ρυθμίζετε σωστά, δίνει τη βέλτιστη θέση και άνεση χρήσης.

Έχει ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος και ύψος πλάτης καθώς και σταθερή κλίση καθίσματος 30°. Τα υποπόδια είναι εξοπλισμένα με ιμάντες διπλής σταθεροποίησης, είναι διαιρούμενα και ρυθμίζονται ανεξάρτητα.


Διατίθεται σε 5 μεγέθη, το μέγεθος 5 προορίζεται για ενήλικες με βάρος μέχρι 120 κιλά.

Το OMBRELO πέρασε τη δοκιμή Crash Test σύμφωνα με το πρότυπο EN 7176/19.


Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός
- Πτυσσόμενο. Διπλώνει γρήγορα σε σχήμα ομπρέλας. Δερμάτινες χειρολαβές συνοδού ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Προσκέφαλο δερματολογικά ελεγμένο. Μπορεί να τοποθετηθεί ψηλά στον σκελετό ή χαμηλότερα στην πλάτη.
- Ρύθμιση ύψους πλάτης.
- Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με πολλαπλές ρυθμίσεις.
- Ύφασμα που αναπνέει (μέγεθος 1-4) ή ανθεκτικό ύφασμα flex (μέγεθος 5).
- Ξεχωριστά φρένα στους πίσω τροχούς.
- Μαύρες ή γκρι ζάντες ενισχυμένες με fiber glass.
- Ξεχωριστά, αναδιπλούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος υποπόδια.

Ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού, ακόμη και για 5 χρόνια.




Κάθισμα BodyPrint© εξοπλισμένο με μοναδικό σύστημα ζωνών.



Ιμάντες σταθεροποίησης 5 σημείων με στήριγμα πτέρνας.



Ρυθμιζόμενα και διαιρούμενα υποπόδια Flip Flap©.



Crash Test σύμφωνα με το πρότυπο EN 7176/19.

**ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**
Επισκεφτείτε το
wheel.gr




Χρώματα και τύπος υφάσματος


Από αντιαλλεργικό ύφασμα ΑΤΜΟ™ που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !




Blue Sea
(μέγεθος 1)




Green grass
(μέγεθος 2)



Hot Red
(μέγεθος 3)



Brown Sugar
(μέγεθος 4)



Blue Horizon
(μέγεθος 5)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

			SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	80 – 100	100 – 130	100 – 150	120 – 180	130 – 180
A/E	Πλάτος καθίσματος & πλάτης	[cm]	23	29	34	39	43
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	22 – 27	28 – 36	27 – 38	27 – 38	35 – 42
C	Ύψος πλάτης (με προσκέφαλο)	[cm]	43 – 64	46 – 72	46 – 72	53 – 76	54 – 80
C1	Ύψος πλάτης (χωρίς προσκέφαλο)	[cm]	51	58	55	63	60
F	Μήκος κνήμης	[cm]	16 – 64	16 – 64	16 – 64	16 – 64	16 – 64
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	18	20	21	23	23
	Ύψος χειρολαβών συνοδού	[cm]	100 – 105	100 – 105	100 – 105	100 – 105	100 – 105
X	Κλίση πλάτης ως προς το κάθισμα	[°]	90	90	90	90	90
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	30	30	30	30	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	35	45	55	75	120

		SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5
Πλάτος	[cm]	52	57	63	67	72
Μήκος	[cm]	125	125	130	137	137
Ύψος	[cm]	100	101	104	101	108
Πλάτος διπλωμέ- νο για μεταφορά	[cm]	32	36	35	36	34
Μήκος διπλωμέ- νο για μεταφορά	[cm]	128	130	133	133	130
Ύψος διπλωμένο για μεταφορά	[cm]	37	45	42	46	39
Βάρος αμαξιδίου	[kg]	17	18.5	18.5	20	20.5

