






Το PARAPION σας επιτρέπει να έχετε πλήρη και ασφαλή όρθια στάση.

Σταθερή κατασκευή, εργονομικά στηρίγματα γονάτων, φαρδιές ζώνες λεκάνης και θώρακος αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του PARAPION που εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ο χρήστης είναι σε θέση να εκτελέσει θεραπεία αποκατάστασης καθώς και απλές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι τέσσερις αθόρυβοι τροχοί μας επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση του.


Διατίθεται σε 3 διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	90 – 140	110 – 170	140 – 200
A/A1	Πλάτος στηρίγματος λεκάνης/στήθους	[cm]	23	31	38
C	Ύψος στηρίγματος λεκάνης	[cm]	61 – 90	80 – 104	92 – 122
C1	Ύψος στηρίγματος στήθους	[cm]	73 – 111	92 – 126	107 – 163
	Περίμετρος στηρίγματος λεκάνης/στήθους	[cm]	56 – 76	80 – 102	95 – 124
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	[cm]	12 – 22	16 – 24	20 – 31
H	Ύψος στηρίγματος γονάτων	[cm]	18 – 45	24 – 49	31 – 71
I	Μήκος υποποδίου	[cm]	20	27	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	30	55	95
	Πλάτος	[cm]	56	56	67
	Μήκος	[cm]	75	87	93
	Ύψος	[cm]	73	92	107
	Βάρος	[kg]	17	21.5	27.5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Χρώμα για Μέγεθος 1

Χρώμα για Μέγεθος 2

Χρώμα για Μέγεθος 3

