

Ο ορθοστάτης SMART είναι φιλικός προς τον χρήστη, ελαφρύς, αξιόπιστος και ανθεκτικός.


Με το σύστημα προφύλαξης ο χρήστης έχει και την αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Τα εργονομικά στηρίγματα με ιμάντες για το στήθος καθώς και για την λεκάνη προσαρμόζονται τέλεια στο σώμα του κάθε χρήστη και υποστηρίζουν σταθερά την όρθια θέση του. Ένας ιδανικός ορθοστάτης για την καθημερινή χρήση.

Ο ορθοστάτης SMART περιλαμβάνει:

- Τραπέζι
- Στηρίγματα γονάτων, θώρακος
- Ιμάντα σταθεροποίησης λεκάνης
- Ιμάντες πατούσας



Σύστημα **UPRIGHT PRO**® το οποίο αποτελείται από στηρίγματα για την λεκάνη και το στήθος. Οι πολλαπλές ρυθμίσεις βοηθούν να επιτευχθεί η σωστή στάση του σώματος εύκολα.



Μεγάλος αναδιπλούμενος δίσκος ο οποίος παρέχει άπλετο χώρο για παιχνίδι και εργασία.



Εργονομική υποστήριξη για τα γόνατα. Ρυθμίζεται σε 3 διαστάσεις και παρέχει επιπλέον άνεση κατά την χρήση.




Βάσης για τα πόδια πολλαπλών ρυθμίσεων με εργονομικά σχεδιασμένους ιμάντες στήριξης τύπου «X».



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

		Διάσταση							
		0a	1	1a	2	2a	3	3a	4
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	50 – 70	70 – 100	70 – 100	90 – 130	90 – 130	110 – 170	110 – 170	140 – 200
A	Πλάτος στηρίγματος λεκάνης	22	22	28	28	37	37	44	44
C	Ύψος στηρίγματος λεκάνης	18 – 44	24 – 68	24 – 68	28 – 86	28 – 86	30 – 107	30 – 107	33 – 129
A1	Πλάτος στηρίγματος θώρακα	20	20	26	26	35	35	42	42
C1	Ύψος στηρίγματος θώρακα	41 – 56	56 – 76	56 – 76	71 – 98	71 – 98	86 – 121	86-121	106 – 145
	Περίμετρος στηρίγματος θώρακα	50 – 64	50 – 64	64 – 76	64 – 76	80 – 105	80 – 105	95 – 125	95 – 125
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	8 – 10,5	8 – 10,5	11 – 14	11 – 14	14 – 20	14 – 20	16,5 – 25	16,5 – 25
H	Ύψος στηρίγματος γονάτων	11 – 35	11 – 55	12 – 57	13 – 72	14 – 78	14 – 88	14 – 96	14 – 98
K	Μήκος υποποδίου	17	17	20	20	24	24	30	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	35	35	55	55	75	75	95	95
	Πλάτος	50	50	60	60	70	70	78	78
	Μήκος	63	63	70	70	87	87	91	91
	Ύψος	55	70	70	75	75	92	92	110
	Βάρος (Kg)	10	10	12	13	19,8	20	24,4	2

## Χρώματα



Orange  
(Μέγεθος: 0a, 1)

Blue  
(Μέγεθος: 1a, 2)

Red  
(Μέγεθος: 2a, 3)

Blue Horizon  
(Μέγεθος: 3a, 4)

