



Το ULISES EVO είναι το ιδανικό καρότσι βόλτας το οποίο σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση έξω αλλά και μέσα στο σπίτι.

Είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση. Το καρότσι είναι εξοπλισμένο με δύο περιστρεφόμενες ρόδες που κάνουν εύκολη τη μετακίνηση στο δρόμο.

Έχει ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος και κλίση πλάτης. Χωράει άνετα στον χώρο αποσκευών ενός αυτοκινήτου καθώς είναι ιδιαίτερα μικρό.

Ο σταθερός σκελετός του, τα στηρίγματα και οι μάντες δίνουν την πρέπουσα ασφάλεια στο παιδί και η λαβή του συνοδού ρυθμίζεται για επιπλέον άνεση.

Διατίθεται σε 3 βασικά και 2 επιπλέον μεγέθη.

## Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη λαβή συνοδού.
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος προσκέφαλο.
- Ζώνη 5 σημείων.
- Πλάτη με ρύθμιση κλίσης.
- Καλύμματα σκελετού με φερμουάρ.
- Αφαιρούμενο ύφασμα που πλένεται.
- Ρύθμιζόμενο βάθος και κλίση καθίσματος.
- Υποπόδιο με ιμάντες και ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Κεντρικό φρένο συνοδού για τους πίσω τροχούς.
- Πίσω τροχοί 12,5"
- Εμπρός τροχοί 7,5"
- Ζάντες με ενίσχυση fiberglass σε όλους τους τροχούς.



Κεντρικό φρένο.



Υποπόδιο με ιμάντες.



Υψηλή βάση στήριξης παιδιού.



Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

## Διαθέσιμα Μεγέθη



			SIZE 1	SIZE 1A	SIZE 2	SIZE 2A	SIZE 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	80 – 120	100 – 150	100 – 150	130 – 180	130 – 180
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	31	31	37	37	43
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	22-29	29-37	29-37	35-45	35-45
C	Ύψος πλάτης	[cm]	40-70	43-80	43-80	51-90	51-90
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	28	28	34	34	40
F	Μήκος κνήμης	[cm]	19 – 25	24 – 32	24 – 32	30 – 40	30 – 40
C1	Ύψος πλάτης (χωρίς προέκταση)	[cm]	46	54	54	62	62
C2	Ύψος πλάτης (με προέκταση)	[cm]	61 – 70	69 – 80	69 – 80	77 – 90	77 – 90
	Μήκος υποποδίου	[cm]	19	19	21	21	25
	Ύψος μπάρας συνοδού	[cm]	102	102	102	102	102
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	13	13	13	13	13
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 150	90 – 150	90 – 150	90 – 150	90 – 150
Z	Κλίση υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	55	55	75	75	75

## Διαστάσεις και βάρος

		SIZE 1	SIZE 1A	SIZE 2	SIZE 2A	SIZE 3
Πλάτος	[cm]	57	57	63	63	69
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	57	57	63	63	69
Μήκος	[cm]	94	110	110	127	127
Μήκος διπλωμένο	[cm]	104	107	107	114	114
Ύψος	[cm]	102	102	102	102	102
Ύψος διπλωμένο	[cm]	40	45	45	50	50
Βάρος	[kg]	18.5	19.5	20	21.5	22




## Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλλεργικό ύφασμα ΑΤΜΟ™ που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !



Green grass  
(μέγεθος 1)




Hot red  
(μέγεθος 1α)



Blue sea  
(μέγεθος 2)




Blue wave  
(μέγεθος 2α)




Gray (μέγεθος 3)

## Αξεσουάρ



ΖΩΝΗ "H" (ULE\_114)



ΓΙΛΕΚΟ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ (ULE\_130)




ΓΙΛΕΚΟ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ (ULE\_125)



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΟΡΜΟΥ (ULE\_113)




ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΚΕ-  
ΛΩΝ (ULE\_101)



ΖΩΝΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (ULE\_107)



ΙΜΑΝΤΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ 5 ΣΗ-  
ΜΕΙΩΝ (ULE\_147)



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕ-  
ΛΩΝ (ULE\_128)



ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ULE\_013)



ΤΡΑΠΕΖΙ (ULE\_403)



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ  
3cm (ULE\_134)



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ  
5cm (ULE\_137)



ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ/  
ΑΥΧΕΝΑ (ULE\_121)



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥ-  
ΛΑ (ULE\_405)



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ  
(ULE\_417)



ΚΑΛΑΘΙ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ)  
(ULE\_505)