



## Χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτηση

Το HERO 4 είναι ένα χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η πλάτη αποσυναρμολογείται για να το μεταφέρετε πιο εύκολα και τα υποβραχίονια είναι αναδιπλούμενα.

Στον standard εξοπλισμό του διαθέτει στήριξη στήθους και κορμού, προσκέφαλο, ιμάντα απαγωγής, αφαιρούμενο στήριγμα γονάτων, αφαιρούμενο και περιστρεφόμενο υποπόδιο.

Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη (πλάτος καθίσματος).

## Περισσότερα για το HERO 4

- Αφαιρούμενα αντιανατρεπτικά.
- Χειριστήριο στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του χρήστη.
- Ταπετσαρία από αδιάβροχο ύφασμα που πλένετε και αφαιρείτε.
- Μπάρα συνοδού στην πλάτη.
- Πλάτη με ρυθμιζόμενη γωνία.
- Πλάτη που ξεμοντάρτε για την μεταφορά.
- 24" πίσω τροχοί με αέρα.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- 8" συμπαγής εμπρός τροχοί με πιρούνι αλουμινίου.
- Μπαταρίες 2.9 Ah x 12 V – 2 τεμάχια.



Ρυθμιζόμενο προστατευτικό στα γόνατα.



Αφαιρούμενα και περιστρεφόμενα υποπόδια.



Προσκέφαλο με ρύθμιση ύψους και κλίσης.



Αφαιρούμενη πίσω τροχοί.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	L	A	D	S
Μήκος αμαξιδίου	1155 mm	1155 mm	1155 mm	1155 mm
Πλάτος αμαξιδίου	720 mm	670 mm	630 mm	590 mm
Ύψος υποβραχιόνιων από το κάθισμα	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm
Ύψος πλάτης	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm
Βάθος καθίσματος	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm
Ύψος καθίσματος από έδαφος	Από 495 mm έως 560 mm	Από 495 mm έως 590 mm	Από 495 mm έως 590 mm	Από 495 mm έως 590 mm
Πλάτος καθίσματος	510 mm	460 mm	420 mm	380 mm
Μέγιστο βάρος χρήστη	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Βάρος αμαξιδίου	52 kg	51 kg	50 kg	49 kg

