

Ασφαλή και άνετη διασκέδαση στο μπάνιο

- 4-σημείων ρυθμιζόμενο κάθισμα και πλάτη (γωνία από 0° – 90°).
- Πλαστικός σκελετός με αφαιρούμενο κάλυμμα.
- Ζώνες ασφαλείας για κορμό και πόδια.
- Υποστήριξη κεφαλιού / αυχένα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και βάθος – επίσης κατάλληλο και για παινή στήριξη.
- Διπλώνεται εύκολα.
- Διατίθεται και με ρόδες στο σκελετό για πολλές άλλες χρήσης στην καθημερινότητά σας.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη:
SMALL, MEDIUM & LARGE



Ρυθμιζόμενα πόδια που δεν γλιστρούν.




Διπλώνει εύκολα για αποθήκευση.



Άνετο αφαιρούμενο ύφασμα.



Ρυθμιζόμενη πλάτη 0° – 90°



Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλιού / αυχένα.



Ιμάντες στήριγματος ποδιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΕΤΡΗΣΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ύψος παιδιού	έως 90 cm (35")	80–130 cm (31–51")	110–170 cm (43–67")
Διάσταση διπλωμένο	90 x 42,5 x 15 cm (35 x 17 x 6")	105 x 42,5 x 15 cm (41 x 17 x 6")	122 x 42,5 x 15 cm (48 x 17 x 6")
Πλάτος καθίσματος	41 cm (16")	41 cm (16")	41 cm (16")
Βάθος καθίσματος	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")
Ύψος καθίσματος	14–26 cm (6–10")	14–26 cm (6–10")	14–26 cm (6–10")
Κλίση πλάτης σε μοίρες	0–90	0–90	0–90
Βάρος καθίσματος	4.0 kg (8.8 lb)	4.5 kg (9.9 lb)	5.0 kg (11.0 lb)
Μέγιστο βάρος παιδιού	30 kg (66 lb)	60 kg (132 lb)	80 kg (176 lb)



LARGE – MEDIUM – SMALL

Βάση - Πωλείται χωριστά



Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης

Πλάτος	42 cm (17")
Μήκος	78–99 cm (31–39")
Ύψος	14–27 cm (6–11")
Βάρος	7,0 kg (15.4 lb)
Βάρος φορτίου	85 kg (187 lb)

Βάση με τροχούς - Πωλείται χωριστά



Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης με τροχούς

Πλάτος	68 cm (27")
Μήκος	90 cm (35")
Ύψος	51 cm (20")
Βάρος	4,1 kg (9.0 lb)
Βάρος φορτίου	85 kg (187 lb)