



Το ξύλινο κάθισμα OIBO σχεδιασμένο για μικρά παιδιά είναι σταθερό και άνετο. Φτιαγμένο από φυσικά και εντελώς μη-τοξικά υλικά.

Ρυθμίζεται εύκολα, γρήγορα και είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε το κάθισμα να μπορεί να προσαρμοστεί στο παιδί. Αγκαλιάζει το παιδί και το κάνει να αισθάνεται ασφαλές και έτοιμο για παιχνίδι.



Κατάλληλο για παιδιά 2-7 ετών.

Διατίθεται σε 2 διαστάσεις:  
SMALL & MEDIUM



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		SMALL	MEDIUM
A	ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	22 - 28,5	26 - 32,5
B	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	17 - 25	19-27
C	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	33	38
H	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΑΤΩΜΑ (cm)	22 - 30	26 - 34
H1	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΑΙΝΑ-ΜΠΡΑΤΣΑ (cm)	12	13,5
α	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ	95° - 105°	95° - 105°
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	-5°; 0; +5°	-5°; 0; +5°
P	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ	52,5	60
L	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ	40,5	42,5
	ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ετών)	2-5	4-7
	ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (kg)	30	40



## Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ




## Αξεσουάρ:



ΥΠΟΠΟΔΙΟ



ΘΩΡΑΚΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΩΝ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΖΩΝΗ Η



ΖΩΝΗ ΓΙΛΕΚΟ



ΖΩΝΗ ΛΕΚΑΝΗΣ



ΤΡΑΠΕΖΙ EASY DESK