

# MAX 300

## Το MAX 300 της ελβετικής LEVO σας πηγαίνει όπου θέλετε.

Το MAX 300 (6 τροχών), είναι εξοπλισμένο με το ηλεκτρικό σύστημα **ρυθμιζόμενης απόστασης από το έδαφος "VGC"**. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε άνετα και γρήγορα το αμαξίδιο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Τώρα μπορείτε να περάσετε εύκολα όλα τα εμπόδια (έως 13 cm) με ασφάλεια και σταθερότητα.

Η μέγιστη απόδοση του MAX 300 εξασφαλίζεται από τα ισχυρά μοτέρ 4 πόλων, που φθάνει την ταχύτητα των 12 km / h και το εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης που προσφέρει μέγιστη άνεση σε όλες τις συνθήκες.

Το MAX παρέχει ευελιξία στους εσωτερικούς χώρους και ταυτόχρονα σας δίνει την ασφάλεια, τη δύναμη και την άνεση στους έξω χώρους.



## Περιγραφή του MAX 300

- Τετρακίνητο (4WD) αναπηρικό αμαξίδιο.
- Απόσταση από το έδαφος εμπρός τροχού 30 εκατοστά.
- Τελική ταχύτητα 10 χλμ/ώρα.
- Φουσκωτούς τροχούς εμπρός και πίσω.
- Multi-άξονα ανάρτηση.
- PG Drives VR2 πλακέτα.
- Sedeo Light κάθισμα.
- Μαξιλάρι καθίσματος 5 εκατοστά.
- Ενιαίο υποπόδιο.
- Πτυσσόμενη πλάτη.
- Αφαιρούμενη μπράτσα.
- Μηχανική κλίση καθίσματος 0°, 3° και 6°.
- 50 Ah μπαταρίες AGM.
- Φορτιστής 24V/6A.
- Χρώμα: Μαύρο.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (SW)	39-54 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42-60 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΥΙΣΜΑΤΟΣ (min.)	43 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣΑ (W)	61 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (L)	104 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (H)	106 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	160 cm
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6, 10 ή 12 km/h
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	75 Ah AGM ή 73 Ah GEL
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες με 73Ah μπαταρίες)	32 km
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (D)	113 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	15° / 33%
ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ	13 cm

