

Measurements - intelligence



από υλικά
αεροναυπηγικής



35 στάδια
μετρήσεων




ελαφρύ
& ανθεκτικό



100%
χειροποίητο



3D λογισμικό
σχεδιασμού



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Ημερομηνία

Όνοματεπώνυμο


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail


Σημειώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ




ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος καθίσματος (BD01)



Βάθος καθίσματος (BD02)




Extra βάθος (BD03)




Μήκος εργονομικού καθίσματος (BD04)




Εμπρός ύψος (BD05)






Πίσω ύψος (BD06)



Μήκος αμαξιδίου (BD07)



Απόσταση εμπρός τροχών (BD08)



ΕΜΠΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ


Πλάτος σκελετού επάνω (BD09)

 mm


Πλάτος σκελετού κάτω (BD10)

 mm


Απόσταση κέντρου εμπρός τροχών (BD11)

 mm


ΥΠΟΠΟΔΙΟ



Σταθερό μήκος υποποδίου



Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου


Ύψος υποποδίου εμπρός (FR01)

 mm

Ύψος υποποδίου πίσω (FR02)

 mm

Μήκος υποποδίου (FR03)

 mm


Χωρίς κάλυμμα

Κάλυμμα από Carbon

Κάλυμμα από Αλουμίνιο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 Κάθισμα Carbon

 Κάθισμα με ταπετσάρια αεριζόμενη

ΠΛΑΪΝΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

 Carbon με fender


 Carbon χωρίς fender

 Αλουμίνιο χωρίς fender

Απόσταση fender από τροχό

 10mm

 25mm


 άλλο: mm


ΠΛΑΤΗ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

 Σταθερή πλάτη

 Πτυσσόμενη πλάτη

Ύψος πλάτης

 mm


Γωνία πλάτης


 -5° deg

 -3° deg

 0° deg

 3° deg


 5° deg

 άλλο: ° deg


Μπάρα πλάτης

Πλάτος μπάρας (BW) mm


Ύψος μπάρας (BH) mm



ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ


15mm 20mm 25mm

άλλο: mm



CAMBER

1° deg 3° deg 5° deg




ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

Σταθερό

Ρυθμιζόμενο

Απόσταση κέντρου βάρους (KB)

mm



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Μαξιλάρι foam 5cm | <input type="checkbox"/> Προστατευτικά Neopren |
| <input type="checkbox"/> Μαξιλάρι αέρος 5cm | <input type="checkbox"/> Ιμάντες υποποδίου |
| <input type="checkbox"/> Σάκος μεταφοράς τροχών | <input type="checkbox"/> Θήκη καθίσματος |

ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ

- 100/25 (4") πλαστικός μαύρος

100/36 (4") πλαστικός μαύρος

100/25 (4") αλουμινίου

100/36 (4") αλουμινίου

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


 Μαύρο

 Άσπρο

 Ματζέντα

 Μπλέ

 Πράσινο

 Κόκκινο

 Ασιμμή

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ

Μέγεθος πίσω τροχού

 24"

 25"

 26"

Ζάντα


 Rocomedic Aluminium Black

 Spinergy Lite Extreme "LX" 12 spokes

Επιλογή Spinergy

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Black / Silver hub | <input type="checkbox"/> White / Black hub | <input type="checkbox"/> Yellow / Black hub | <input type="checkbox"/> Green / Black hub |
| <input type="checkbox"/> Red / Black hub | <input type="checkbox"/> Blue / Black hub | <input type="checkbox"/> Pink / Black hub | <input type="checkbox"/> Orange / Black hub |
| <input type="checkbox"/> Purple / Black hub | | | |

Στεφάνες

Μαύρη αλουμινίου

Ασημί αλουμινίου

Surge

Σιλικόνη στεφάνης
(όχι για την στεφάνη Surge)

Απόσταση στεφάνης από τροχό

Μικρή απόσταση (2cm)

Μεγάλη απόσταση (4cm)

Φρένα



Push to lock



Underseat scissor



Compact scissor

Ελαστικά schwalbe

Marathon plus



Schwalbe One



Rightrun Black



Rightrun Grey



Rightrun Blue



Rightrun Red



ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ

 Πλάτη TARTA

 Αεριζόμενη ταπετσαρία με ιμάντες

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

 Χωρίς χειρολαβές

 Κοντές χειρολαβές

 Σπαστές χειρολαβές

 Μακριές χειρολαβές

ΧΡΩΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Standart colors		Finish	Custom frame color
Frame	Fork	Frame	Κωδικός από χρωματολόγιο <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Μαύρο	<input type="checkbox"/> Ματ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Άσπρο	<input type="checkbox"/> Μεταλλικό	Custom fork color Κωδικός από χρωματολόγιο <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ασημί	Fork	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Κόκκινο	<input type="checkbox"/> Ματ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Μπλε	<input type="checkbox"/> Μεταλλικό	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Υπογραφή πελάτη
