

## Μικρό, ελαφρύ... Βολικό !

Το PRINCE είναι το μικρό και βολικό σας ηλεκτροκίνητο σκούτερ.

Παρέχει όλες τις βασικές ευκολίες που θα χρειαστείτε για τις κοντινές καθημερινές σας βόλτες:

- Καλάθι
- Φωτισμό εμπρός – πίσω
- Καθρέπτες
- Αντιανατρεπτικούς τροχούς
- Άνετο ρυθμιζόμενο κάθισμα



Το MINI "διπλώνει" εύκολα για την μεταφορά ή αποθήκευσή του.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	123cm
Πλάτος αμαξιδίου	56cm
Πλάτος καθίσματος	41cm
Υψος πλάτης	37cm
Τροχοί με αέρα	9"
Μπαταρίες (2)	12V/20Ah
φορτιστής	24V / 2A
Τελική ταχύτητα	10Km/h
Μέγιστη κλίση ανάβασης	15°
Ακτίνα περιστροφής	165cm
Αυτονομία	18Km
Βάρος χωρίς μπαταρίες	51Kg
Κινητήρας	200w
Μέγιστο βάρος χρήστη	120Kg