



Δυνατό, Πρακτικό και Γερμανικής κατασκευής.

Το BUDGET II είναι ένα χειροκίνητο αμαξίδιο από ανθεκτικό κράμα μετάλλων. Έχει ρυθμιζόμενα και προσθαφαιρούμενα υποπόδια, πλαϊνά και προσθαφαιρούμενους πίσω τροχούς με το μικρότερο συνολικό πλάτος στην κατηγορία του. Ιδανικό για χρήση σε κέντρα αποκατάστασης και κλινικές.

Με το BUDGET II η καθημερινότητα είναι εύκολη υπόθεση.

Τα ατού του BUDGET II

- Αναδιπλούμενο αμαξίδιο.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα κατά μήκος υποπόδια.
- Ρυθμιζόμενο εμπρός ύψος (470, 490 & 510mm)
- Ρυθμιζόμενο πίσω ύψος (440, 465 & 490mm)
- Το πιο στενό της κατηγορίας του! Πλάτος καθίσματος+180mm



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480/ 510	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	770
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	18.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	470 - 510	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	148.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	440 - 490	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" συμπαγείς
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180 x 50 συμπαγείς
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	215		

Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Προέκταση φρένου.
- Φρένα Συνοδού.
- Μπάρα συνοδού.

