



Το MEYRA MC3 είναι ένα ισχυρό αμαξίδιο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα και ξεχωριστές αναρτήσεις σε όλους τους τροχούς. Με μέγιστο βάρος χρήστη τα 160 Kg είναι ιδανικό για άτομα XL. Η άψογη οδηγική συμπεριφορά του και η φοβερή αναρριχητική του ικανότητα το καθιστούν ένα εξαιρετικό αμαξίδιο για διαδρομές στην πόλη.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του περιλαμβάνεται και η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

## Τα δυνατά σημεία του MC 3

- Τελική ταχύτητα 10 Km/h
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 10" μπροστά
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 14" πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Άσπρο

Χρώμα τροχών : Γκρι

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από -2° έως +33°



Φώτα LED εμπρός και πίσω



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος




Εύκολη πρόσβαση στις μπαταρίες



Σχάρα αποσκευών



Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat »



Ζώνη ασφαλείας



Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαίσιο με μαλακό υποβραχιόνιο.



Σύστημα αναρτήσεων

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	70
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 500 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	900
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-570 / 640 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	108
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	320
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	460-520 / 530-590 / 580-640 / 610-670	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	870	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1170	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 300
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	630	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	970-1140	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	8
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	870	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	590	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		260x70 (10")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +33°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		356x75 (14")	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

## Αξεσουάρ:



Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος καθ' ύψος 300mm. 150Kg.



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πλάτη -10° έως +50°



Προσκέφαλο

## Χρώματα

Matt black  
Structure  
CODE 207



Magic blue  
CODE 186



Lemon reflex  
CODE 180



Sun yellow  
CODE 214



Red metallic  
CODE 227



Polar white  
CODE 212

