

Το πιο ευέλικτο αμαξίδιο !

Το ORBIT αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με κίνηση στους μεσαίους τροχούς, που το κάνει κατάλληλο και για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους καθώς έχει πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής.

Οι μηχανικοί της MEYRA κατασκεύασαν ένα σκελετό που «σπάει» ώστε να ανεβαίνει εύκολα ράμπες ενώ οι πρωτοποριακά σχεδιασμένες ανεξάρτητες αναρτήσεις σε κάθε τροχό, του χαρίζουν μια ευχάριστη και σταθερή οδηγική συμπεριφορά.

Με 350 W κινητήρες, τελική ταχύτητα στα 10 χλμ/ώρα και με **ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας καθίσματος** θα καλύψει στο έπακρο τις ανάγκες σας !



Τα πλεονεκτήματα του ORBIT

- Τελική ταχύτητα 10km/h.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Ηλεκτρική κλίση γωνίας καθίσματος.
- Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat».
- Μπαταρίες 50Ah & φορτιστής 6A.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Νέο χειριστήριο R-NET με μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD.
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' ύψος και μήκος.
- Διαιρούμενα & προσθαιρούμενα υποπόδια ή κεντρικό μονό υποπόδιο.
- Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.
- Ενεργός LED φωτισμός (εμπρός και πίσω).
- Μονός ή διπλός πίσω αντιανατρεπτικός τροχός.
- Αναρτήσεις και στους 4 τροχούς.

Νέας γενιάς χειριστήριο R-NET



Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Magic blue
CODE 186



Sun yellow
CODE 214



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (μονό αντιανατρεπτικό)	mm	700
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-580 / 640	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (διπλό αντιανατρεπτικό)	mm	800
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-450	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	120-165
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	430,465,500/440,475,510	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	930	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1180-1250/1060-1150	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 350
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	600/600/630/680 (12"τροχός)-640/640/640/680 (14"τροχός)	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	980 - 1060	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-580 / 640	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες, μπαταρίες 50Ah)	Km	25-30
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	630	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		12" (στάνταρντ) ή 14"	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 30° / 0° έως 50°
			ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +50°
			ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ	mm	300

Αξεσουάρ

- Ηλεκτρική ανύψωση.
- Ηλεκτρική κλίση πλάτης.
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια.
- Ηλεκτρική ημι-ορθοστάτηση.
- Προσκέφαλο, πελότες πλαϊνής στήριξης, τραπέζι, καθρέπτες.

