

## Το ηλεκτροκίνητο που ταξιδεύει μαζί σας!

Το iTravel είναι το ιδανικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο για τις εξορμήσεις σας καθώς έχει σχεδιαστεί να διπλώνει πολύ εύκολα.

Με βάρος μόλις 22Kg και μικρό όγκο μπορείτε να το μεταφέρετε ξένοιαστα μαζί σας.

Στα θετικά του συγκαταλέγονται η μπαταρία ιόντων-λιθίου και η άριστη ποιότητα κατασκευής της γερμανικής Meyra.



Εύκολο δίπλωμα με μικρό όγκο



Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης



Ρυθμιζόμενα υποβραχίονια



Άνετη θέση καθίσματος

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜκΠxΥ)	970x560x870 mm	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	70 mm
ΥΨΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ	300 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	60 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	440 mm	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	970 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	400 mm	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	200 W
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	460 mm	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	10,4 Ah
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	440 mm	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	2A
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ / ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	22 / 23 Kg	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	50A
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120 Kg	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	10Km
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	170 mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	3° (6 %)
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	200 mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 Km / h