

SEAHORSE PLUS ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ / WC



Το βοηθητικό και ρυθμιζόμενο κάθισμα μπάνιου / τουαλέτας SEAHORSE PLUS διαθέτει απλό μηχανισμό ανατροπής για να διευκολυνθεί το ντους σε μια ποικιλία θέσεων.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως WC τοποθετώντας το πάνω από μια σταθερή λεκάνη τουαλέτας ή με το δοχείο νυκτός. Διαθέτει φρένα στα ροδάκια για εύκολη μετακίνηση και μέγιστη ασφάλεια.



Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού:

SMALL:

Ηλικίες 5-10 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 64Kg

MEDIUM:

Ηλικίες 10-15 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 102Kg

LARGE:

Ηλικίες 15-18 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 152Kg

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση γωνίας καθίσματος με υποβοήθηση.
- Ρύθμιση καθ' ύψος 100mm.
- Διαιρούμενα, αναδιπλούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ιμάντες.
- Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και βάθος.
- Ζώνη.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Αφαιρούμενα υποβραχιόνια.
- Αφαιρούμενο δοχείο νυκτός.



	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγιστο βάρος χρήστη	64 Kg	102 Kg	152 Kg
Ηλικία παιδιού	5-10 ετών	10-15 ετών	15-18 ετών
Συνολικό πλάτος	532 mm	586 mm	692 mm
Συνολικό βάθος	807 mm	860 mm	877 mm

