

SmartDrive

permobil
THE POWER OF MOBILITY™



Το SmartDrive είναι μια επαναστατική νέα δυνατή βοηθητική συσκευή που θα αλλάξει τη ζωή σας.

Ξεκινήστε το χειροκίνητο αμαξίδιο σας με μια «χειριά» και αφήστε το SmartDrive να αναλάβει την προώθηση σας. Λειτουργεί όπως ένα cruise control. Ανάλογα με την δύναμη της χειριάς σας το SmartDrive θα προσαρμόσει και την τελική ταχύτητα που θα διατηρήσει.

Το anti-rollback που διαθέτει εγγυάται ότι μπορείτε να σταματήσετε σε μία ανηφόρα χωρίς να ολισθαίνετε προς τα πίσω. Για να σταματήσετε όταν το SmartDrive σας κινεί, απλά φρενάρετε με τις στεφάνες των τροχών. Το SmartDrive θα το καταλάβει αυτόματα.

Μια φόρτιση αρκεί για πολλά χιλιόμετρα οπότε συνδέστε το και βγείτε έξω!



Το νέο **SmartDrive MX2 + PushTracker** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το SmartDrive ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο ζωής σας.

Το βραχιολάκι "PushTracker" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, να ρυθμίσετε την ευαισθησία, την τελική ταχύτητα και πολλά άλλα.

Η νέα λειτουργία «tap to go» ξεκινά και σταματά το SmartDrive με απλή κίνηση του καρπού.

Επιπλέον, η νέα εφαρμογή για smartphone μπορεί να καταγράφει τις καθημερινές μετρήσεις προώθησης σας για να σας δώσει μια πλήρη εικόνα της καθημερινής σας δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το για να παρακολουθήσετε τις συνήθειες σας, να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής και να μοιραστείτε το ταξίδι σας καθώς εξερευνάτε την ύπαιθρο!

Τόσο το λογισμικό του PushTracker όσο και του SmartDrive αναβαθμίζονται ασύρματα, γλιτώνοντας σας από οποιαδήποτε περιττή ταλαιπωρία.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αυτονομία (υπό ιδανικές συνθήκες)	19.8 Km
Μέγιστη ταχύτητα	6 Km / h
Μέγιστη επιτάχυνση	0,6 m/sec ²
Ισχύ Κινητήρα	250 W
Τάση Κινητήρα	36 V
Βάρος	6,1 Kg
Μήκος	389 mm
Πλάτος	141 mm
Ύψος	242 mm
Τροχός	7,6"
Πλάτος τροχού	2.8"
Μπαταρία	Lithium-Ion
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 Kg

