



Κατασκευάζεται αποκλειστικά για σένα.

Με επιλογή ανοιχτού ή κλειστού σκελετού και τις ειδικές προδιαγραφές της RGK έχετε ένα μοναδικό αμαξίδιο αποκλειστικά κατασκευασμένο μόνο για εσάς. Με μία πληθώρα χαρακτηριστικών και επιλογών το CHROME θα αλλάξει την ζωή σου.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Επιλογή ανοιχτού ή κλειστού τύπου σκελετός
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από ατσάλι «CROME MOLY».
- 25mm διάμετρο σωλήνων σκελετού.
- Βάρος από 9.1kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125kg.



Κατασκευάζεται για το δικό σου σώμα !

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το CHROME δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου». Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του πραγματικού custom made αμαξιδίου.



Εξατομίκευσε το σύμφωνα με το δικό σου γούστο!

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη δύναμη και αποδοτικότητα.
- Στιβαρός και ελαφρύς σκελετός.
- 4" ή 5" εμπρός τροχοί με πιρούνι αλουμινίου.
- Πλάτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες.
- Πολλές επιλογές όπως πλαϊνά, αντιανατρεπτικό, χειρολαβές, φρένα, υποβραχιόνια κ.α.
- Σταθερή ή αναδιπλούμενη πλάτη.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.
- Σκελετός ματ, γυαλιστερός ή βαμμένος.
- Διάλεξε το χρώμα των τελειωμάτων.