



Ζυγίζει λιγότερο από 4Kg... και είναι από ΤΙΤΑΝΙΟ !!!

Όσο **ελαφρύτερο** το αμαξίδιο τόσο **λιγότερη ενέργεια** χρειάζεται να καταβάλεις – τόσο απλά.

Η RGK σχεδίασε ένα αναπηρικό αμαξίδιο με νέο επίπεδο απόδοσης και τεχνολογίας προσεγγμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Εμπνευσμένη από τον κλασικό σχεδιασμό του «OCTANE» και συνδυάζοντας την τεχνολογία SUB4 και το ΤΙΤΑΝΙΟ μας παρουσιάζει ένα **εξαιρετικά ελαφρύ και δυνατό** αναπηρικό αμαξίδιο, τέλεια σχεδιασμένο για να ταιριάζει με εσάς και τον τρόπο ζωής σας.

Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το OCTANE SUB4 δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι **«κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου»**. Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του **πραγματικού custom made αμαξιδίου**.



Τεχνολογία Airtech Sub4

- Νέα ταπετσαρία καθίσματος με ρυθμιζόμενους ιμάντες και πόρτες τιτανίου χαμηλού προφίλ.
- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

Το OCTANE SUB4 δεν είναι απλά super ελαφρύ, είναι και super δυνατό!

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από τιτάνιο τύπου «GRADE 9».
- Βελτιστοποιημένη βίο μηχανική για μέγιστη δύναμη και απόδοση.
- Βάρος μικρότερο από 4Kg. (δεν συμπεριλαμβάνετε το μαξιλάρι και οι πίσω τροχοί)
- Μέγιστο βάρος χρήστη 110Kg.



Μέσος όρος βάρους αμαξιδίου από Τιτάνιο

6.5Kg

Titanium
Grade 9

Octane Sub 4

3.85Kg

59%

Πιο ελαφρύ

