

# TIGA FX

**Ένα πτυσσόμενο ελαφρύ και άκαμπτο αμαξίδιο – για ανθρώπους σε κίνηση.**

Το TIGA FX της RGK είναι ένα μοναδικό χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφρού τύπου με σκελετό αλουμίνιο 7020 και μοναδικό σύστημα Q Lock πτυσσόμενου σκελετού και πλάτης.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Πτυσσόμενο σύστημα Q-lock για την πλάτη και το εμπρός μέρος του σκελετού.
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- 30mm διάμετρο σωλήνων σκελετού.
- Βάρος από 8.6kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125kg.



## **Όσο μια μικρή χειραποσκευή!**

Αεροπορικά ταξίδια; Κανένα πρόβλημα! Σχεδιασμένο έτσι ώστε να χωράει ακόμα και στα ντουλάπια αποθήκευσης αεροσκαφών (και φυσικά του πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας!)

Το TIGA FX διπλώνει σε σχήμα βαλίτσας, ιδανικό για την αποθήκευση σε στενούς χώρους. Μικρό αυτοκίνητο, δεν τίθεται θέμα. Αποθήκευση αεροπλάνων, δεν τίθεται θέμα. Το TIGA FX χωράει εύκολα παντού.



### Εξατομίκευσε το

- Διάλεξε γυαλιστερό ή ματ σκελετό.
- Επέλεξε το χρώμα του σκελετού.
- Βάλε την προσωπική σου πινελιά και επέλεξε έως και το χρώμα τονισμού των τελειωμάτων.



### Αξεσουάρ

Μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ όπως πλαϊνά, χειρολαβές, αντιανατρεπτικό και άλλα.

### AIRtech

Ταπετσαρία με τεχνολογία Air tech στην πλάτη και στο κάθισμα από υλικό που «αναπνέει» και σε κρατάει δροσερό.

## Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το TIGA FX δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου».

Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του πραγματικού custom made αμαξιδίου.



### Επιλογές σκελετού

- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.

