

## Το πλήρες και εύχρηστο καρότσι βόλτας.

Το καροτσάκι ΕΙΟ είναι ένα καρότσι βόλτας που παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη αλλά παράλληλα είναι ελαφρύ και κάνει ευκολότερη τη μετακίνησή σας ανά πάσα στιγμή!

Ένα βοήθημα που προσφέρει μια σωστή θέση καθίσματος, πλούσιο εξοπλισμό και πλήθος ρυθμίσεων για την άνεση του παιδιού και την ευκολία του συνοδού.



Διπλώνει εύκολα για την αποθήκευση ή μεταφορά με το αυτοκίνητο.  
Οι τροχοί αφαιρούνται εύκολα για ακόμη πιο μικρό μέγεθος.



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφρύς σκελετός από αλουμίνιο.
- Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά.
- Ζώνη 5 σημείων.
- Πίσω συμπαγή τροχός με σύστημα quick release.
- Λαβή ώθησης με ρύθμιση καθ' ύψος.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Πλαϊνά στηρίγματα.
- Επιπλέον υποστήριξη για τα πόδια.
- Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί για πλύσιμο.
- Φερμουάρ στην επένδυση για την αφαίρεση των στηρίξεων.



Ανάκλιση πλάτης.



Περιστρεφόμενος εμπρός τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης.



Καλάθι αποσκευών.



Επένδυση καθίσματος και πλάτης.



Επενδεδυμένο προσκέφαλο.



Κουκούλα με παράθυρο.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | 35 cm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  | 30 cm |
| ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ       | 66 cm |
| ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ      | 40 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ   | 10 kg |

## Αξεσουάρ



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΑ ΒΡΟΧΗΣ