

SITTER SEAT



Το άνετο κάθισμα που προσαρμόζεται στην καρέκλα, στον καναπέ ακόμη και στο αυτοκίνητο !

Το κάθισμα Soft-Touch SITTER SEAT είναι κατάλληλο για παιδιά και για ενήλικες.

Είναι άνετο, λειτουργικό και ασφαλές, ενώ παράλληλα παρέχει τις κατάλληλες στηρίξεις.

Είναι **αδιάβροχο** και **εγγυημένα ανθεκτικό** σε επιφανειακές φθορές όπως γδαρσίματα και σκισίματα.

Το SITTER SEAT δεν έχει ραφές και δεν περιέχει λάτεξ.


Το Special Tomato SITTER SEAT διαθέτει σκληρό εξωτερικό που αντέχει στις κακουχίες και στον χρόνο, ενώ το εσωτερικό του είναι φτιαγμένο από μαλακό και άνετο αφρολέξ που εγγυάται πάντα μια άνετη εμπειρία καθίσματος.

Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη και 3 διαφορετικά χρώματα, το Soft-Touch SITTER SEAT είναι σίγουρα ιδανικό για το παιδί σας.

Χαρακτηριστικά

- Μαλακό κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια καθίσματος.
- Αδιαπέραστο από υγρά.
- Ενσωματωμένος απαγωγέας σκελών.
- Πλευρικά στηρίγματα κεφαλής.
- Ρυθμιζόμενη ζώνη 5 σημείων.
- Ιμάντες στερέωσης του καθίσματος.
- Υλικό χωρίς λατέξ με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή προστασία.
- Εύκολο στο καθάρισμα.
- Ανθεκτικό σε επιφανειακές φθορές και σκισίματα.

Το SITER SEAT μπορεί να προσαρμοστεί επάνω σε αμαξίδιο βόλτας, καρέκλα, καναπέ ακόμη και στο αυτοκίνητο !



Αξεσουάρ



Βάση
(Για τα μεγέθη: 1, 2, 3)



Σταθερή ξύλινη βάση



Τροχήλατη ξύλινη βάση



Προσκέφαλο
(Για τα μεγέθη: 2 έως 5)

Διαθέσιμα χρώματα: Aqua, Liliac, Gray



Περιγραφή	Μέγεθος 1	Μέγεθος 2	Μέγεθος 3	Μέγεθος 4	Μέγεθος 5
Ηλικία χρήστη	1-3 ετών	3-6 ετών	6-9 ετών	9-14 ετών	13 και πάνω
Μέγιστο βάρος χρήστη	9-18 kg	13-27 kg	18-36 kg	22-50 kg	40-90 kg
Ύψος χρήστη	75-100 cm	87-120 cm	100-140 cm	125-162 cm	135-185 cm
Πλάτος καθίσματος	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Βάθος καθίσματος	17,5 cm	23,5 cm	28,5 cm	33,5 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	52,5 cm	65 cm	72,5 cm	82,5 cm	97,5 cm
Συνολικό πλάτος	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Συνολικό βάθος	30 cm	35 cm	40 cm	47,5 cm	52,5 cm
Συνολικό Ύψος	62,5 cm	72,5 cm	85 cm	95 cm	110 cm
Βάρος καθίσματος	2,7 kg	4,5 kg	5,9 kg	7,25 kg	8,6 kg